

# より使いやすくなった 高性能補声器



ドイツ製 会話補助具（人工喉頭）

## ゼルボックス® エコ

ゼルボックス® エコ

### 使いやすさと機能性を求めて




#### 1つのボタンで簡単操作

ゼルボックス®エコの最大の特徴は発声、音量調節、音程調節が1つのボタンで操作出来る多機能ボタンによる簡単操作です。  
また、本体は人間工学の観点から設計され、最も使いやすい形となっております。首に当ててボタンを押して口を動かすだけで簡単に話しをすることが出来ます。



#### 軽量化ボディで疲れを軽減


補声器を使われる全ての方にとって、補声器の重さというのは非常に気になる要素です。ゼルボックス®エコはこの点にも着目し、徹底的に軽量化を行い、電池を含めてもわずか130gという軽さを実現しました。  
これにより長時間の使用による手の疲れを大幅に軽減いたします。



#### 単3電池2個で稼働

ゼルボックス®エコは世界中の街で簡単に手に入れる事が出来る単3アルカリ電池2本で稼働致します。旅先や出先で電池が切れてもすぐに新しい電池を手に入れる事が出来ます。もちろん、経済的な充電式の単3電池も使用可能です。

**\*) マンガン電池はお使いいただけません。**



#### 音量も音程も自由に調節

音量調節は本体正面の発声ボタンを左右にまわすだけです。どなたでも簡単にお好みの音量に調節して頂くことが可能です。  
また、音程も簡単に調節できますので、自分にあった音程でお使い頂くことが出来ます。



#### オーラルコネクターが使えます

オーラルコネクター（別売り）をお使いいただくことで、手術直後で補声器の振動が辛い方はもちろん、X線治療などにより喉の皮膚が固くなってしまわれた方、その他の理由により補声器を喉に当てて使用する事が出来ない方もお使いいただけます。



#### 信頼のゼルボックス品質

ゼルボーナ社が培ってきた20年以上の経験と、10万台以上の販売実績。今や、世界中の喉頭摘出手術や気管切開手術を受けられた方々にご愛用頂いております。ゼルボーナ社はこれまでも、そしてこれからも補声器を通じてお客様と共に歩み続けます。

#### 仕様

本体寸法	高さ：137mm 直径：35mm
本体重量	130g（電池含む）
使用電池	単3型電池 x 2本 （アルカリ電池または充電式電池）

#### 標準セットに含まれる物

- ゼルボックス®エコ 補声器
- 安全紐
- 取扱説明書
- 単3アルカリ電池 2本（お試し用）
- やわらかい音用頭キャップ
- 充電器（海外使用可能 AC100V-240V）
- 充電式単3電池 2本
- 携帯ケース

